

Stationen im Labor zum Testen

Auf jedem Rechner in Raum 0765 werden beim Systemstart automatisch fünf Stationen gestartet.

Nachfolgende Parameter werden verwendet:

Multicast-Adresse (des verwendeten Kanals).	225.10.1.4
Port, auf dem gesendet und empfangen wird:	siehe Liste unten
Netzwerk-Interface:	eth2

Portnummern:

Rechner	Port
lab21	30021
lab22	30022
lab23	30023
lab24	30024
lab25	30025
lab26	30026
lab27	30027
lab28	30028
lab29	30029
lab30	30030
lab31	30031
lab32	30032
lab33	30033
lab34	30034
lab35	30035
lab36	30036
lab37	30037

Beim Testen mit mehreren Rechnern sicher gehen, dass der Netzwerkschrank eingeschaltet ist.